



TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

Multichem® ID

CQ MALATTIE INFETTIVE

SUPPORTATO DA



Multichem® ID-B

Controllo di Terza Parte per Malattie Infettive,
Strumento Specifico



Caratteristiche

- ◆ Controllo Liquido Stabile pronto all'uso
- ◆ Campionamento diretto dalle provette del controllo
- ◆ Provette con codici a barre specifici per strumento
- ◆ Supporto Tecnico e Scientifico

Specifiche

- ◆ Stabilità delle provette chiuse 24 mesi a 2°C / 8°C.
- ◆ Stabilità delle provette aperte 90 giorni a 2°C / 8°C.

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem ID-B	Controllo Positivo	4 x 5mL	SR101B
Multichem ID-B Mini Kit	Controllo Positivo Mini Kit	1 x 5mL	SR101MB

Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni per l'Uso.

LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

Multichem® ID-B

Elenco Analiti

Analiti

Anti-HIV 1
 Anti-HCV
 Anti-HBc
 HBsAg
 Anti-HTLV I
 Anti-Treponema Pallidum

Analizzatori

PRODUTTORE	SISTEMA	NOME DEL TEST
Abbott	ALINITY i	Anti-HBc II
		Anti-HCV
		HBsAg Qualitative II
		HIV Ag/Ab Combo
		rHTLV I/II
		Syphilis TP
Abbott	ALINITY s	Anti-HBc
		Anti-HCV
		HBsAg
		HIV Ag/Ab Combo
		HTLV I/II
		Syphilis
Abbott	ARCHITECT	Anti-HBc II
		Anti-HCV
		HBsAg Qualitative II
		HIV Ag/Ab Combo
		rHTLV-I/II
		Syphilis TP
DiaSorin	LIAISON	Anti-HBc
		Treponema Screen
DiaSorin	LIAISON XL MUREX	HBsAg Quant
		HCV Ab
		HIV Ab/Ag
		recHTLV-I/II



TECHNOPATH
 CLINICAL DIAGNOSTICS

TECHNOPATH CLINICAL DIAGNOSTICS

Technopath Life Sciences Park, Fort Henry, Ballina, Co. Tipperary, V94 FF1P, Ireland.
 Per Assistenza Multichem CQ: qcsupport@technopathcd.com Website: www.technopathcd.com