



TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

Multichem[®] WBT

Controllo di Qualità di Terza Parte per Farmaci
Immunosoppressori in Formato Liquido Stabile



Caratteristiche

- ◆ Formulazione proprietaria su matrice umana.
- ◆ Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti.
- ◆ Valori target mirati ai punti decisionali clinici.
- ◆ Liquido pronto all'uso

Specifiche

- ◆ Stabilità dei flaconi chiusi 30 mesi a -20°C / -80°C.
- ◆ Stabilità dei flaconi aperti 10 giorni a 2°C / 8°C.

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem WBT	Non Dosato 3 Livelli	3 x 4 x 2mL	WB000X
	Dosato 3 Livelli	3 x 4 x 2mL	WB000A

LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

Multichem® WBT Immunosoppressant

Elenco Analiti

Chimica

Folati*
Glucosio*

Immunosoppressori

Ciclosporina
Sirolimus
Tacrolimus

* Si prega di fare riferimento ai foglietti illustrativi specifici del lotto per le informazioni sulla stabilità e sulle prestazioni.



Progettato per completare e supportare la gamma di prodotti per il Controllo di Qualità Technopath Multichem®.

Il Software IAMQC fornisce ai responsabili di laboratorio e ai tecnici una serie di strumenti software per il CQ per analizzare i risultati CQ in tempo reale. I prodotti software IAMQC consentono agli utenti di automatizzare, centralizzare e standardizzare i processi CQ in laboratorio. La nostra combinazione di moduli software soddisfa i vari livelli dei requisiti del controllo di qualità nei singoli laboratori e sono facilmente personalizzabili per soddisfare le diverse aspettative di gestione del controllo di qualità.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.technopathcd.com



TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

TECHNOPATH CLINICAL DIAGNOSTICS

IRELAND

Technopath Life Sciences Park,
Fort Henry, Ballina, Co.Tipperary, V94 FF1P

USA

99 Lafayette Drive,
Suite 179 Syosset, NY 11791

Per Assistenza Multichem CQ: qcsupport@technopathcd.com
Website: www.technopathcd.com