



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS

# Multichem<sup>®</sup>

## IA Speciality

Controllo di Qualità di Terza Parte Liquido Stabile  
per il consolidamento dei test specialistici di  
Immunoenzimatica per Peptidi ed Ormoni



### Caratteristiche

- Formulazione esclusiva a matrice umana.
- Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti.
- Ottimizzato ai livelli decisionali clinici.
- Liquido per facilità d'uso.

### Specifiche

- Stabile 36 mesi a flacone chiuso conservato a -20°C / -80°C.
- Stabile 7 giorni dopo apertura conservato a 2°C / 8°C.

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem IA Speciality	Non Dosato Singolo Livello (Livello 1)	12 x 2mL	BP301X
	Non Dosato Singolo Livello (Livello 2)	12 x 2mL	BP302X
	Non Dosato Singolo Livello (Livello 3)	12 x 2mL	BP303X
	Dosato Singolo Livello (Livello 1)	12 x 2mL	BP301A
	Dosato Singolo Livello (Livello 2)	12 x 2mL	BP302A
	Dosato Singolo Livello (Livello 3)	12 x 2mL	BP303A
	Non Dosato Tre Livelli	3 x 4 x 2mL	BP300X
	Dosato Tre Livelli	3 x 4 x 2mL	BP300A
	Tappi Gocciolatori	Tappi Gocciolatori Opzionali	1 x 100pz



LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

# Multichem® IA Speciality

## Elenco Analiti

### Analiti

---

ACTH  
BNP  
Calcitonina  
Procalcitonina  
PTH Intatto



Progettato per completare e supportare la linea di Controlli di Qualità Multichem di TECHNOPATH.

---

Il software IAMQC® fornisce ai responsabili ed ai tecnici di laboratorio una serie di strumenti software per analizzare in tempo reale i loro risultati di CQ. I prodotti software IAMQC® consentono agli utenti di automatizzare, centralizzare, standardizzare e migliorare i processi di CQ nei laboratori. Le nostre combinazioni di moduli soddisfano i diversi livelli dei requisiti del controllo di qualità nei singoli laboratori e sono facilmente personalizzabili per soddisfare le diverse aspettative di gestione del controllo qualità.

Per ulteriori informazioni, visita [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS

TECHNOPATH CLINICAL DIAGNOSTICS  
Technopath Life Sciences Park, Fort Henry, Ballina, Co. Tipperary, V94 FF1P, Ireland.  
Per Assistenza Multichem CQ: [qcsupport@technopathcd.com](mailto:qcsupport@technopathcd.com) Website: [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)