



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS

## Multichem<sup>®</sup> A1c

Controllo di Terza Parte per il Diabete,  
Emoglobina A1c, in Formato Liquido Stabile



### Caratteristiche

- ◆ Formulazione proprietaria su matrice umana.
- ◆ Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti.
- ◆ Valori target mirati ai punti decisionali clinici.
- ◆ Liquido pronto all'uso.

### Specifiche

- ◆ Stabilità dei flaconi chiusi 24 mesi a -20°C / -80°C.
- ◆ Stabilità dei flaconi aperti 30 giorni a 2°C / 8°C.

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem A1c	Dosato Livello Singolo (Livello 1)	12 x 1mL	HB001A
	Dosato Livello Singolo (Livello 2)	12 x 1mL	HB002A
	Dosato 2 Livelli	2 x 6 x 1mL	HB000A

LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

# Multichem<sup>®</sup> A1c Elenco Analiti

Analiti

---

HbA1c



Progettato per completare e supportare la gamma di prodotti per il Controllo di Qualità Technopath Multichem<sup>®</sup>.

---

Il Software IAMQC fornisce ai responsabili di laboratorio e ai tecnici una serie di strumenti software per il CQ per analizzare i risultati CQ in tempo reale. I prodotti software IAMQC consentono agli utenti di automatizzare, centralizzare e standardizzare i processi CQ in laboratorio. La nostra combinazione di moduli software soddisfa i vari livelli dei requisiti del controllo di qualità nei singoli laboratori e sono facilmente personalizzabili per soddisfare le diverse aspettative di gestione del controllo di qualità

Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS

**TECHNOPATH CLINICAL DIAGNOSTICS**  
Technopath Life Sciences Park, Fort Henry, Ballina, Co. Tipperary, V94 FF1P, Ireland.  
Per Assistenza Multichem CQ: [qcsupport@technopathcd.com](mailto:qcsupport@technopathcd.com) Website: [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)