



# TECHNOPATH

## CLINICAL DIAGNOSTICS

## Multichem<sup>®</sup> U

Controllo di Qualità di Terza Parte per consolidare i test per la Chimica delle Urine, in Formato Liquido Stabile



### Caratteristiche

- ◆ Formulazione proprietaria su matrice umana.
- ◆ Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti.
- ◆ Valori target mirati ai punti decisionali clinici.
- ◆ Liquido pronto all'uso.

### Specifiche

- ◆ Stabilità dei flaconi chiusi 24 mesi a 2°C / 8°C.
- ◆ Stabilità dei flaconi aperti 30 giorni a 2°C / 8°C.

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem U	Non Dosato Livello Singolo (Livello 1)	15 × 10mL	UC201X
	Non Dosato Livello Singolo (Livello 2)	15 × 10mL	UC202X
	Dosato Livello Singolo (Livello 1)	15 × 10mL	UC201A.10
	Dosato Livello Singolo (Livello 2)	15 × 10mL	UC202A.10

# Multichem<sup>®</sup> U Urine Chemistry

## Elenco Analiti

### Chimica Generale

Amilasi  
Calcio  
Cloro  
Creatinina  
Glucosio  
Magnesio  
Microalbumina  
Osmolalità  
Fosforo  
Potassio  
Sodio  
Peso Specifico\*  
Urea  
Azoto Ureico  
Acido Urico  
Proteine Urinarie

### Surrene/Ipofisi

Cortisolo

### Riproduzione/Fertilità

hCG

\* Si prega di fare riferimento ai foglietti illustrativi specifici del lotto per le informazioni sulla stabilità e sulle prestazioni.



Progettato per completare e supportare la gamma di prodotti per il Controllo di Qualità Technopath Multichem<sup>®</sup>.

Il Software IAMQC fornisce ai responsabili di laboratorio e ai tecnici una serie di strumenti software per il CQ per analizzare i risultati CQ in tempo reale. I prodotti software IAMQC consentono agli utenti di automatizzare, centralizzare e standardizzare i processi CQ in laboratorio. La nostra combinazione di moduli software soddisfa i vari livelli dei requisiti del controllo di qualità nei singoli laboratori e sono facilmente personalizzabili per soddisfare le diverse aspettative di gestione del controllo di qualità.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS

TECHNOPATH CLINICAL DIAGNOSTICS

IRELAND

Technopath Life Sciences Park,  
Fort Henry, Ballina, Co. Tipperary, V94 FF1P

USA

99 Lafayette Drive,  
Suite 179 Syosset, NY 11791

Per Assistenza Multichem CQ: [qcsupport@technopathcd.com](mailto:qcsupport@technopathcd.com)  
Website: [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)