



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS

## Multichem<sup>®</sup> IA

Controllo di Qualità di Terza Parte per consolidare i test di Immunoenzimatica, in Formato Liquido Stabile



### Caratteristiche

- ◆ Formulazione proprietaria su matrice umana.
- ◆ Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti.
- ◆ Valori target mirati ai punti decisionali clinici.
- ◆ Liquido pronto all'uso.

### Specifiche

- ◆ Stabilità dei flaconi chiusi 36 mesi a -20°C / -80°C.
- ◆ Stabilità dei flaconi aperti 10 giorni a 2°C / 8°C.

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem IA	Non Dosato 3 Livelli	3 × 4 × 5mL	IA300X
	Dosato 3 Livelli	3 × 4 × 5mL	IA300A

LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

# Multichem<sup>®</sup> IA Immunoassay

## Elenco Analiti

### Marcatori Tumorali

AFP (Alfa Fetoproteina)  
CEA (Carcinogenic Embryonic Antigen)  
PSA (Prostate Specific Antigen), Libero  
PSA (Prostate Specific Antigen), Totale

### Cardiaci

BNP  
CK-MB  
Mioglobina  
NT-pro BNP  
Troponina I  
Troponina T  
PCR Ultrasensibile \*

### Allergia

IgE

### Tiroide

Anti-Tireoperossidasi  
Anti-Tireoglobulina  
Calcitonina  
Tireoglobulina  
Thyroxine Binding Globulin\*  
Tiroxina, Libera (FT4)  
Tiroxina, Totale (TT4)  
Triiodotironina, Libera (FT3)  
Triiodotironina, Totale (TT3)  
TSH (Thyroid Stimulating Ormone)  
T-Uptake

### Anemia

Eritropoietina (EPO)  
Ferritina  
Folati  
Vitamina B12

### Surrene/Ipofisi

Ormone Adrenocorticotropo (ACTH)  
Aldosterone\*  
Androstenedione\*  
Cortisolo  
Human Growth Hormone

### Farmaci

Acetaminofene  
Amikacina  
Caffeina\*  
Carbamazepina  
Carbamazepina, Libera\*  
Cloramfenicolo\*  
Ciclosporina \*  
Digossina  
Disopiramide\*  
Etosuccimide\*  
Gentamicina  
Ibuprofene\*  
Lidocaina\*  
Litio  
N-Acetil Procainamide\*  
Fenobarbital  
Fenitoina  
Primidone\*  
Procainamide\*  
Chinidina\*  
Salicilati  
Teofillina  
Tobramicina  
Acido Valproico  
Acido Valproico, Libero \*  
Vancomicina

\* Si prega di fare riferimento ai foglietti illustrativi specifici del lotto per le informazioni sulla stabilità e sulle prestazioni.

### Renali

Angiotensina\*  
Renina\*

### Metabolismo Osseo

Ostasi\*  
Ormone Paratiroideo (PTH)  
Procollagene Tipo 1 (P1NP) \*

### Riproduzione/Fertilità

DHEA Solfato  
Estriolo, Libero  
Estriolo, Totale \*  
Estrogeno, Totale \*  
Estradiolo  
FSH (Follicle Stimulating Hormone)  
Gonadotropina Corionica Umana  
17- Idrossiprogesterone \*  
LH (Leutinizing Hormone)  
Progesterone  
Prolattina  
Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)  
Testosterone  
Testosterone, Libero \*

### Diabete

C-Peptide I  
Insulina  
Insulin-like Growth Factor (IGF-1)\*

### Esoterici

25 (OH) Vitamina D  
Omocisteina

### TECHNOPATH CLINICAL DIAGNOSTICS

#### IRELAND

Technopath Life Sciences Park,  
Fort Henry, Ballina, Co.Tipperary, V94 FF1P

#### USA

99 Lafayette Drive,  
Suite 179 Syosset, NY 11791

Per Assistenza Multichem CQ: [qcsupport@technopathcd.com](mailto:qcsupport@technopathcd.com)  
Website: [www.technopathcd.com](http://www.technopathcd.com)



**TECHNOPATH**  
CLINICAL DIAGNOSTICS